

# الدليل الإرشادي الرابع للجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعصاب السريري (ج.أ.أ.س): تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ السريري على وسائط رقمية:

## **Disclaimer:**

In the current manuscript, we translated the current American Clinical Neurophysiology Society (ACNS) Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media, into the Arabic language. This will enable its use in a standardized way in Arabic speaking societies. Rather than translating the text word-for-word, we tried to preserve the integrity of the concepts. We stress that the use of this guideline in any publications must cite the original article published by ACNS.

The original article's citation is provided below:

American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. Journal of Clinical Neurophysiology: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319. Doi 10.1097/WNP. 0000000000000318.

TRANSLATION: Clinical Neurophysiology Chapter of the Egyptian Society of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery ESNPN

Noha T Aboukrysha, Ayat Allah Farouk Hussein ,Mohamad Ahmad AbdelRahman , Mahmoud M Hassan, Nermin Aly Hamdy, Neveen Elfayoumy ,Mohamad Mahmoud AbdelMoety , Basma B EISayed.

ACNS Guidelines Committee Review: Abeer Hani, MD, FACNS and Aline Herlopian, MD

## **الملخص:**

تتوفر حاليا أنظمة تسجيل رقمية للتخطيط الكهربائي للدماغ (ت.ك.د) على نطاق واسع وتعد غير مكلفة نسبيا. وتقدم مزايا متعددة مقارنة بالأنظمة المتناظرة الورقية السابقة، مثل التسجيل بدقة عالية، المعالجة اللاحقة للإشارة، الكشف الآلي، وتخزين البيانات بكفاءة. ويقدم هذا الدليل إرشادا لتسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ الرقمي متضمنا: (١) توثيق بيانات المريض، (٢) تدوين البيانات أثناء التسجيل، (٣) مُعلّـمات الحصول على الإشارة الرقمية أثناء التسجيل، (٤) تسجيل البيانات الرقمية، و (٥) عرض الإشارات الرقمية للتخطيط الكهربائي للدماغ

**كلمات رئيسية:** التخطيط الكهربائي للدماغ، دليل إرشادي، تسجيل رقمي.

تتوفر حاليا أنظمة تسجيل رقمية للتخطيط الكهربائي للدماغ (ت.ك.د) على نطاق واسع وتعد غير مكلفة نسبيا. وتقدم مزايا متعددة مقارنة بالأنظمة الورقية/المتناظرة السابقة مثل التسجيل بدقة عالية، المعالجة اللاحقة للإشارة، الكشف الآلي، وتخزين البيانات بكفاءة. وعلي عكس الأنظمة المتناظرة السابقة لتسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ، يسمح التخطيط الكهربائي للدماغ الرقمي للمراجع بمشاهدة تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ مع القدرة على التحكم في اشتقاق وترتيب القنوات (المونتاج)، ضوابط الانتقاء، الحجم، والمقياس الافقي

(عدد الثواني في كل صفحة شاشة من تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ المرئية). وفي المستشفيات التي توفر المتابعة المستمرة، يمكن بث تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ مباشرة إلي خادم مركزي، متوافق مع قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPPA)، ويسمح بالتخزين والمراجعة عن بعد.

## بيانات المريض

يجب أن تشمل البيانات المسجلة حاسوبيا اسم المريض، تاريخ الميلاد، تاريخ إجراء الفحص، وأي أرقام تعريف ذات صلة بالمريض والمختبر. ويفضل أن يسجل ويدمج التقرير مع إشارة التخطيط الكهربائي للدماغ بعد أن يُراجع طبيب التسجيل. كما ينبغي أن يكون تصوير الأخطاء أو النقص في بيانات المريض ممكنا بعد التسجيل.

## تدوين البيانات أثناء تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ

يجب أن تسجل معايرة الإشارات في مقدمه كل تسجيل، بنفس النسق المتبع في التخطيط الكهربائي للدماغ التقليدي (الدليل الإرشادي ١، بند ٢,٣). كما يجب تسجيل التوقيت مع بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ وأي بيانات أخرى يمكن استخدامها في العثور على الوقائع في التسجيل المحفوظ. كما يجب أن يحتوي التسجيل نفسه على كل تعليقات التقني. وينبغي أن يستطيع التقني إدخال رموز الوقائع والتعليقات حتى بعد الانتهاء من تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ. ويمكن أن تمثل الرموز المسجلة مع البيانات وقائع شائعة مثل غلق العيون أو فتحها، بداية ونهاية فرط التنفس، تفاصيل التحفيز الضوئي، تأشيريات حالة انتباه، نعسان أو نوم المريض. ويجب أن تكون كتابه التعليقات الحرة ممكنة والتي يتم حفظها مع بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر إمكانية التسجيل التلقائي للبيانات مثل قيم المقاومة (للتيار الكهربائي)، تكرار أخذ العينة، ضوابط الانتقاء (فلتر)، الحجم، اختيار اشتقاق وترتيب القنوات (مونتاج)، وأي ضوابط فنية للتحكم في المكبر عند بدء

Original publication:

American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. *Journal of Clinical Neurophysiology*: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.

© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.

التسجيل. ويجب تدوين أي تغيير يتم أثناء التسجيل مباشرة مع بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ.

### التسجيل

اكتساب بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ، علي وسيلة تخزين رقمي، يجب أن يتم كحد ادنى بمعدل ٢٥٦ عينه في الثانية على الأقل. تم هذا الاختيار ليكون أكثر بثلاث اضعاف من ضابط الانتقاء العالي، باعتبار أن ضابط الانتقاء العالي المعتاد ٧٠ هرتز. وتفضل المعدلات الأعلى مثل ٥١٢ هرتز لمنع التداخل مع شاشات الحاسوب الحديثة عالية الدقة. وأيضا تفضل معدلات اخذ عينات عالية لأن نظام خوارزميات الكشف الآلي أصبح ملمحاً سارياً في العديد من أنظمة الحصول على التخطيط الكهربائي للدماغ. ويجب أن يستخدم التحول الرقمي دقة ١٦ جزء في العينة على الاقل، متضمنا أي جزء من الإشارة. وحيث أن معظم مكبرات التخطيط الكهربائي للدماغ السريرية الحديثة تسجل بعمق ٢٤ جزء. لذلك تفضل دقة ١٦ جزء أو أكثر؛ حيث تسمح لدقة التخطيط الكهربائي للدماغ حتى ٠,٠٥ مايكرو فولت أثناء تسجيل جهد أعلى أو أقل بعدة ميلي فولت بدون تشذيب. علي سبيل المثال، عند دقة ٠,٠٥ مايكرو فولت و ١٦ جزء تحويل من نظام تناظري إلى رقمي، سيصبح أقصى إبعاد مسموح ١,٦٣٨ ± مايكرو فولت. ويعد هذا نطاق الفعاليه المتغير (الديناميكي) للنظام. ويجب أن يكون التبادل بين القنوات أقل من ١٪، أي ٤٠ ديسيبل أقل أو افضل. كما ينبغي أن تكون نسبة وضع الرفض الشائع ٩٠ ديسيبل على الأقل (ويفضل أعلى) لكل قناة. ويجب أن يكون أقصى تداخل إضافي في التسجيل أقل من 1 مايكرو فولت، من الذروة إلى الذروة، عند أي تردد من ٠,٥ إلى ١٠٠ هرتز، متضمنا ٦٠ هرتز. ونموذجيا، يجب مزامنة التسجيل المرئي (فيديو) مع التخطيط الكهربائي للدماغ لتيسير المراجعة، خاصة للتعرف على سبب التشويشات والاحداث السريرية.

### حفظ التسجيل

Original publication:

American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. *Journal of Clinical Neurophysiology*: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.

© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.

حاليا تعد أجهزة التخزين الضوئية غير القابلة للمسح والقابلة للمسح مقبولة لتخزين تسجيلات التخطيط الكهربائي للدماغ النمطي للعيادات الخارجية، لمدة ساعة، التخطيط الكهربائي للدماغ المرئي (الفيديو) والمتنقلة ٦ ساعات. وللتسجيل الضوئي، يجب أن تستخدم الأنظمة الرقمية للتخطيط الكهربائي للدماغ أنواع وسائط تخزين واسعة الدعم (مثل الأقراص المدمجة-CD ROM، الأقراص الرقمية متعددة الاستخدامات DVD-ROM، التسجيل على قرص بالشعاع الأزرق BLUE RAY DISC-R، التسجيل القابل للمسح على قرص بالشعاع الأزرق BLUE RAY DISC-RE)، ولكن لا يُنصح بأجهزة التخزين الضوئي. ليس فقط لأنها قد تتلف بسهولة، ولكن أيضا لأن وسيط أجهزة التسجيل الضوئية من المحتمل أن يختفي قريبا خلال السنوات القليلة المقبلة. كما حدث مع تسجيلات الأقراص المرنة في التسعينات، حيث ستفقد، غالبا، أجهزة الحاسوب الأحدث القدرة على قراءة الأقراص الضوئية في المستقبل القريب مما سيجعل مشاهدة هذه التسجيلات للتخطيط الكهربائي للدماغ صعبا. وتعد العلوم التطبيقية الأحدث للتسجيل مثل ناقل البيانات التسلسلي العام USB وخوادم الوصول للشبكة، غير مكلفة، وأكثر موثوقية، وأكثر عملية حتى بالنسبة لاماكن ممارسة طب الأعصاب ذات الحجم الصغير. ويُنصح بنظام الخادم الرقمي للتسجيل طويل المدى للمرضي الداخليين الممتد ٢٤ ساعة أو أكثر. مما يبسر المراجعة عن بعد والنسخ الاحتياطي بواسطة موظفي العلوم التطبيقية للمعلومات بالمستشفى. ويقلل تخزين بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ المرئي (الفيديو) علي خادم تخزين مهني احتمالية فقد البيانات عن طريق دمج تكرار تخزين البيانات المدمج مع النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. بالإضافة الى ذلك، يُحقق استخدام حل خادم التخزين التوافق الكامل مع قانون قابلية النقل والمساءلة التأمين الصحي (HIPPA)، حيث يمكن أن يدون سجل تدقيق كامل لكل شخص ينفذ إلى سجل المريض.

كما ينبغي أن تستطيع هيئة تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ، تسجيل بيانات إشارة التخطيط الكهربائي للدماغ، بالإضافة إلى تعليقات التقني ورموز الوقائع

*Original publication:*

*American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. Journal of Clinical Neurophysiology: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.*

© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.

(مثل الجهد المثار (evoked potential) والوقائع الأخرى). ولغرض البحث العلمي، يجب أن توفر الشركات المصنعة وسيلة لاستخراج نسخ من التسجيل مع إزالة مُعَرِّفات المريض. ويجب أن تتمكن أنظمة تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ من إدخال وإخراج تنسيقات للبيانات غير المملوكة والمتاحة للعامة (مثل تنسيق البيانات الأوروبي (EDF) أو تنسيق البيانات الأوروبي الأفضل (EDF-PLUS) ) لتسجيل البيانات، بحيث يمكن للشركات الأخرى المصنعة وبائعي البرمجيات من الأطراف الثالثة قراءة تسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ أو نقله إلى تنسيق آخر قابل للقراءة بواسطة جهاز شركة مُصنعة أخرى. ويجب أن توفر الشركات المصنعة وسيلة لاستخراج الدراسات بتنسيقهم مع عارض مستقل، بحيث يمكن مشاهدة التسجيل بواسطة مستخدم على أي جهاز حاسب آلي. ويجب أيضا أن تضمن الشركات المصنعة قدرة أنظمة القراءة الأحدث على استمرارية قراءة البيانات الأقدم المسجلة بأجهزة الشركة حتى بعد أن تكون هذه البيانات غير متوافقة مع أنظمة القراءة الحالية. ويمكن تحقق ذلك لو قدمت الشركات المصنعة خدمة لعملائهم لتحويل كل وسائطهم وملفاتهم القديمة إلى النسق الجاري، أو ابقيت مختبرات التخطيط الكهربائي للدماغ علي علم بتردي المقرؤية أو التقادم التقني للتسجيلات الأقدم وتتأكد من تحويلهم عند الضرورة. وينبغي أن تُعلم الشركات المصنعة عملائها في الوقت المناسب بالحاجة لتحويل ملفات بياناتهم للحفاظ على المقرؤية. ولا يوجد يقين بالنسبة لتوفر أجهزة رقمية تجارية لمراجعة التخطيط الكهربائي للدماغ، لإعادة تشغيل تخطيطات كهربية الدماغ المخزونة لسنوات في المستقبل، أخذاً في الاعتبار التغييرات في تنسيقات وتسجيل حفظ التخطيط الكهربائي للدماغ. ويؤدي النقص الحالي في نسق موحد لتسجيل التخطيط الكهربائي للدماغ المرئي (الفيديو) عادة إلى عدم توافق بين مختلف الأجهزة المتوفرة تجارياً، مما يمكن أن يؤدي إلى استحالة قراءة وإصلاح تسجيلات التخطيط الكهربائي للدماغ السابقة. مع ملاحظة تواجد قوانين تحكم السجلات الطبية في كل ولاية على حدة بالنسبة لتخزين تسجيلات التخطيط الكهربائي

*Original publication:*

*American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. Journal of Clinical Neurophysiology: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.*

© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.

للدماغ. ويحكم هذا مدة التخزين، وفي بعض الأحيان، قد تحدد أيضا ما إذا كان التخزين الممغنط أو الضوئي مسموحا به.

## العرض

يجب أن يمتلك نظام التسجيل للاستخدام الطبي القابلية لمراجعة البيانات المسجلة لالتخطيط الكهربائي للدماغ على شاشة حاسب آلي مع دقة زمنية ومكانية كافية. ويجب أن يتوفر تدرج افقي قياسي حيث تحتل الثانية الواحدة من ٢٥ إلى ٣٥ ملليمتر على الأقل، بدقة لا تقل عن ١٢٨ نقطة بيان في الثانية على الشاشة لصفحة ١٠ ثوان، مما يتطلب دقة أفقية ١٢٨٠ بيكسل على الأقل. وينبغي أن تتوفر أيضا التدرجات الأفقية الأخرى الأكثر انضغاطاً واتساعاً، متضمنة تدرجات مختلفة عن القياس بعامل ٢، مثال، ٧,٥، ١٥، ٣٠، و ٦٠ ميللي متر في الثانية عمودياً، وتعتمد المسافات المناسبة بين قاع القنوات لكل قناة على عدد القنوات المعروضة. ويجب أن يستخدم تدرج قياسي عمودي بمسافة ١٠ ملليمتر على الأقل للقناة الواحدة لعرض حتى ٢١ قناة. ويمكن أيضا توفير اختيارات أخرى للتدرج العمودي. ويمكن إدخال فراغات أكبر عند الضرورة لفصل تكتل القنوات وزيادة المقروئية. ويعد تداخل البيانات العرضي بين القنوات مقبولا. وينبغي أن يكون التدرج الأفقي والعمودي على الشاشة مبينا في العرض. يعد من أهم الاعتبارات للمقارنة بين الأجهزة المختلفة، أقصى عدد للقنوات وأقصى عدد للثواني الممكن عرضها على شاشة واحدة، باستخدام التدرج القياسي كما هو معرف بالأعلى. ويجب توفر التصفية الرقمية. كما يجب أن يتوفر التحكم في ضوابط الانتقاء لكل قناة مستقلة. ويجب أن يسمح النظام بالعرض المتزامن لأقسام عديدة من التخطيط الكهربائي للدماغ مما يسمح بالمقارنة البصرية جنبا إلى جنب للأقسام المختلفة من داخل تسجيل واحد وأقسام مختلفة من تسجيلات من أيام مختلفة. ورغم أن العديد من الأجهزة الرقمية لمراجعة التخطيط الكهربائي للدماغ يمكن أن تعرض نتائج معالجة التخطيط الكهربائي للدماغ مثل الكشف الشائع أو الآلي، يجب أن يُمنح المراجع دوما سهولة الوصول لفحص التخطيط الكهربائي للدماغ الأولي.

Original publication:

American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. *Journal of Clinical Neurophysiology*: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.

© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.

يجب أن يكون اشتقاق وترتيب القنوات (المونتاغ) المتوفر للمراجعة متسق مع ذلك في الاستعمال القياسي للمختبرات ومع توصيات الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعصاب السريري (انظر دليل إرشادي ٣)، ويفضل السماح بمرونة إضافية للمستخدم. وينبغي أن يتم ذلك باستخدام تقنيات إعادة البناء ثنائية القطب ومرجعية. ويجب أن تستطيع أنظمة التشغيل عرض تعيين اشتقاق القنوات، الحجم، ضوابط الانتقاء عندما، يكون ذلك ملائماً، تعليقات التقني وعلامات الوقائع، مع بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ الأولية أو المتحولة. ويعد ختم التوقيت على كل شاشة أو صفحة من بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ أمراً جوهرياً.

### إخلاء مسؤولية

يتم تقديم هذا البيان كخدمة تعليمية من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعصاب السريري (ج.أ.أس). ويعتمد هذا البيان على تقييم المعلومات العملية والسريية الحالية. ولا يُقصد به تضمين جميع طرق الرعاية المناسبة والممكنة لمشكلة معينة أو جميع المعايير المعتمدة لاختيار استخدام إجراء معين، كما أنه لا يقصد استبعاد أي منهجيات بديلة منطقية. وتدرك الجمعية الأمريكية لعلم الأعصاب السريري أن القرارات المحددة لرعاية المريض هي من اختصاص المريض والطبيب الذي يعتني بالمريض، بناءً على جميع الظروف المعنية. أصبح قسم الإعداد السريري متاحاً لوضع القواعد (المقترحات) الإرشادية القائمة على الأدلة مع الأخذ في الاعتبار إجراءات

Original publication:

American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. *Journal of Clinical Neurophysiology*: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.

© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.

المتابعة والصعوبات الحالية. ولا يُقصد من هذه التوصيات أن تحل محل الحكم  
السري.

*Original publication:*

*American Clinical Neurophysiology Society Guideline 4: Recording clinical EEG on digital media. Journal of Clinical Neurophysiology: August 2016 - Volume 33 - Issue 4 - p 317-319.*

*© American Clinical Neurophysiology Society. Unauthorized reproduction of this translation or original publication is prohibited.*